

# ANTAGON

## interaction

BLEACH SHADES

Antagon Interaction shade	A0	A00	B0	B00
Dentsply Illuminé shade	I5	I7	I6	I8
<i>paste opaque</i>	Bleach			
<i>opaque dentin</i>	A0	A00	B0	B00
<i>dentin</i>	A0	↓ A00	↓ B0	↓ B00
<i>incisal</i>	56			

E

- All bleach shade materials are identical in use and can be treated as regular *paste opaque*, *opaque dentin*, *dentin* and *incisal*. See the Antagon Interaction manual for user instructions.

NL

- De verwerking van alle bleach shade materialen is gelijk aan die van de normale *paste opaque*, *opaque dentin*, *dentin* en *incisal*. Zie de Antagon Interaction Gebruiksaanwijzing voor instructies.

F

- La traitement de tous les matériaux de teinte de blanchiment est identique à celui de la *paste opaque*, *opaque dentin*, *dentin* et *incisal* normales. Voir les instructions de la notice explicative de Antagon Interaction.

# ANTAGON

## interaction

BLEACH SHADES

Antagon Interaction Farbe	A0	A00	B0	B00
Dentsply Illuminé Farbe	I5	I7	I6	I8
<i>paste opaque</i>	Bleach			
<i>opaque dentin</i>	A0	A00	B0	B00
<i>dentin</i>	A0	↓ A00	↓ B0	↓ B00
<i>incisal</i>	56			

D

- Die Verarbeitung aller Bleach shade Materialien funktioniert genauso wie die normale *paste opaque*, *opaque dentin*, *dentin* und *incisal*. Siehe für Anweisungen Antagon Interaction Gebrauchsanleitung.

I

- La lavorazione di tutti i materiali con colore biancato è uguale a quella della normale *paste opaque*, *opaque dentin*, *dentin* e *incisal*. A questo proposito fare riferimento alle istruzioni per l'uso di Antagon Interaction.

ES

- El procesamiento de todos los materiales bleach shade es igual al de la *paste opaque*, *opaque dentin*, *dentin* e *incisal* normal. Véanse las instrucciones para el uso de Antagon Interaction.