

Das Elephant Dublier-Sortiment.



Wenn ein Original nicht reicht!

Das Elephant Dubliersystem bietet die optimale Lösung für die Herstellung des zweiten „Originals“.



Dublierküvetten für Silikon und Gel.



Für den Raser Silflex Orange Speed!

Elephant



dental health products

Ein ökonomisches Dublier-Sortiment für kleine und große Anwender.

Ein ökonomisches Dublier-Sortiment.

„Kleine Anwender“ Silikon-Dubliermaterial.

Silflex additionsvernetzendes Zweikomponenten-Präzisions-Dubliersilikon ist besonders gut geeignet in der Kombination mit phosphatgebundenen Einbettmassen wie z. B. PH1 und PH2 für die Herstellung von Klammer- und Kombinations- Modellgussarbeiten. Alle drei Silikone überzeugen mit hervorragenden Eigenschaften wie schnelles Rückstellverfahren, detailgetreue Abformungen und ausgezeichnete Fließigenschaften.

Silflex Pink (30 Min.)



Mit einem mittleren Shorewert von 14 Shore universell einsetzbar auch bei unter sich gehenden Präparationen.

Silflex Orange Speed (8 Min.)



Sie sparen wertvolle Zeit, was sich besonders bei der Herstellung von feuerfesten Stümpfen als großer Vorteil erwiesen hat.

Silflex Blue (30 Min.)



Die optimale Wahl für die Herstellung von Kombinations- und Teleskoparbeiten, die eine hohe Präzision erfordern.

„Große Anwender“ Gel-Dubliermaterial.

Mit dem Elephant Sortiment der Gel-Dubliermaterialien ist es möglich sowohl mit phosphatgebundenen Einbettmassen und Gips als auch mit ethylsilikatgebundenen Einbettmassen zur Herstellung von Klammer- und Kombinationsmodellguss zu arbeiten. Das reversible Dubliermaterial (bis zu 1,5 mal aufschmelzbar) auf Agar Agar Basis kann kontinuierlich verarbeitet werden, welches gerade „großen Anwendern“ viele Vorteile bietet.

Perflex



Für eine optimale Oberfläche des Einbettmassenmodells empfehlen wir die Dublierform mit der Feineinbettmasse Protective Coat vorzubehandeln. Für das Dublieren mit Perflex ist die Ethylsilikateinbettmasse VR Investment hervorragend geeignet.

Cruta Gel



Das formstabile Cruta Gel mit einfacher Handhabung kann sowohl in der Kombination mit Ethylsilikateinbettmasse verwendet werden als auch mit phosphatgebundener Einbettmasse wie PH3.

Polyflex



Polyflex ist ein Gel-Dubliermaterial, welches besonders gut geeignet ist in der Kombination mit der phosphatgebundenen Einbettmasse PH3 für die Herstellung von Klammer- und Kombinationsmodellgussarbeiten.

Elephant



dental health products

Wir unterstützen Ihren Erfolg.

Elephant Dental B.V.
Verlengde Lageweg 10
1628 PM Hoorn, Niederlande
Tel. +31 229 25 90 00
Fax +31 229 25 90 99
E-mail info@elephant.nl
www.elephant-dental.com

Elephant Dental GmbH
Tibarg 40
22459 Hamburg
Gratis Tel. 08 00-865 55 37
Gratis Fax 08 00-35 37 42 68 (Elephant)
E-Mail hamburg@eledent.de
www.elephant-dental.com

Technik-Hotline
0900 1/35 37 42 68
(Elephant) 0,75 €/Min.