

# El surtido de Elephant para duplicación.



**¡Cuando un solo original no es suficiente!**

El sistema de duplicación de Elephant es la mejor solución para crear un segundo 'original'.



Cubetas de duplicación para  
silicona y gel.



Para los amantes de la velocidad:  
¡Silflex Orange Speed!

Elephant



dental health products

**Productos de duplicación asequibles para grandes y pequeños usuarios.**

# Una gama asequible de productos de duplicación.

## Silicona de duplicación para pequeños usuarios.

Silflex es una silicona bicomponente de alta precisión y de curado por adición que resulta idónea para usarla en combinación con revestimientos fosfatados como PH1 y PH2 en la confección de prótesis con ganchos y combinadas. Las tres siliconas destacan por sus excelentes propiedades, como una rápida recuperación de la forma, una reproducción detallada y unas excelentes propiedades de fluidez.

### Silflex Pink (30 min.)



14 shore

Universalmente aplicable, incluso en las preparaciones con zonas retentivas.

### Silflex Orange Speed (8 min.)



15 shore

Con este producto ahorrará su valioso tiempo, lo que constituye una gran ventaja, sobre todo en la preparación de muñones refractarios para la confección de piezas de cerámica pura.

### Silflex Blue (30 min.)



25 shore

La mejor elección para trabajos combinados y telescópicos que requieren un alto grado de precisión.

## Gel de duplicación para grandes usuarios.

La gama de geles de duplicación Elephant permite trabajar tanto con yeso como con revestimientos fosfatados y a base de silicato de etilo en las prótesis con ganchos y combinadas. El material de duplicación reversible (hasta 15 refundiciones posibles) a base de agar-agar se puede usar de forma continua, lo que resulta muy ventajoso sobre todo para los grandes usuarios.

### Perflex



Para VR Investment

Para un modelo de revestimiento con una superficie óptima aconsejamos pretratar el molde de duplicación con el revestimiento fino Protective Coat.

Para la duplicación con Perflex resulta idóneo el revestimiento VR Investment a base de silicato de etilo.

### Cruta Gel



Para VR Investment y PH3

El Cruta Gel, con su gran estabilidad de forma, es fácil de usar y se puede combinar con revestimientos a base de silicato de etilo, así como con revestimientos fosfatados como PH3.

### Polyflex



Para PH3 y yeso

Polyflex es un gel de duplicación idóneo para el uso en combinación con el revestimiento fosfatado PH3 en la confección de prótesis de gancho y combinadas.

# Elephant



dental health products

## Nosotros apoyamos su éxito.

Elephant Dental B.V.  
Verlengde Lageweg 10  
1628 PM Hoor, Holanda  
Tel. +31 229 25 90 00  
Fax +31 229 25 90 99  
E-mail [export@elephant.nl](mailto:export@elephant.nl)  
[www.elephant-dental.com](http://www.elephant-dental.com)

rev. oct-2007