

L'assortimento Elephant per le masse da duplicazione.



Quando un solo originale non è sufficiente!

Il sistema die Elephant per la duplicazione di modelli offre le soluzioni migliori per la realizzazione di un secondo 'originale'.



Muffole di duplicazione per silicone e gel.



E per gli amanti della velocità: Silflex Orange Speed!

Elephant



dental health products

Si tratta di un assortimento di materiali da duplicazione particolarmente economici a tutti i livelli di consumo.

Un assortimento economico.

Materiale di duplicazione per consumi limitati.

Il silicone per addizione a due componenti Silflex è particolarmente adatto per protesi con ganci e combinate che vengono realizzate con rivestimenti fosfatici come PH1 e PH2. I tre tipi di masse silconiche presentano caratteristiche eccellenti quali un rapido ripristino della forma, una lavorabilità precisa e una perfetta fluidità di utilizzo.

Silflex Pink (30 min.)



14 shore

Le masse consentono un'applicazione universale - anche in caso di preparati con rientranze - grazie ad un valore medio di 14 shore.

Silflex Orange Speed (8 min.)



15 shore

Ciò significa un notevole risparmio di tempo e quindi un vantaggio rilevante durante la realizzazione di monconi resistenti a temperature elevate per la costruzione di manufatti in ceramica piena.

Silflex Blue (30 min.)



25 shore

La scelta migliore per manufatti combinati e telescopici che richiedono un alto livello di precisione.

Gel da duplicazione per consumi elevati.

L'assortimento Elephant per la duplicazione in gel nell'ambito della realizzazione di protesi con ganci e combinate può essere usato sia con rivestimenti al fosfato e al silicato di etile sia con gesso. Il materiale di duplicazione reversibile (rifusibile fino a 15 volte) a base di agar-agar si presta ad un uso continuo e comporta quindi numerosi vantaggi in caso di consumi elevati.

Perflex



Per la massa VR Investment

Per ottenere un modello con una superficie ottimale consigliamo un pretrattamento con Protective Coat, una massa di rivestimento fine. Per la duplicazione con Perflex raccomandiamo in particolar modo la massa di rivestimento VR al silicato di etile.

Cruta Gel



Per le masse VR Investment e PH3

Cruta Gel è un gel stabile in termini di deformabilità, di facile uso e adatto sia alle masse di rivestimento fosfatiche (come la PH3) sia a quelle al silicato di etile (come la VR Investment).

Polyflex



Per la massa PH3 e gesso

Polyflex è una massa da duplicazione particolarmente adatta ad essere combinata con la massa di rivestimento fosfatica PH3, per la realizzazione di protesi a ganci e combinate.

Elephant



dental health products

Noi lavoriamo per il vostro successo.

Elephant Dental B.V.
Verlengde Lageweg 10
1628 PM Hoorn, Paesi Bassi
Tel. +31 229 25 90 00
Fax +31 229 25 90 99
E-mail export@elephant.nl
www.elephant-dental.com